

الف: حیطه کاربرد

در حین اعمال جراحی قلب باز

ب: دامنه کاربرد

این ست به نام هموکانسنتریشن (اولترافیلتراسیون) اطلاق می‌گردد و در حین عملهای جراحی قلب در صورت ضرورت بکار گرفته می‌شود. هدف اصلی استفاده از این محصول، برداشت مایع اضافی و تغییل خون است.

پ: کاربرد

در حین عمل جراحی قلب باز به منظور خارج نایع اضافی (که قبل از جثیت ریقیک کردن خون به بیمار در حین پرایم کردن اکسیژناتور و سایر محصولات جانبی اضافه شده و با بیمارانی که دچار افزایش ناخواسته مایع در گردش خون شده اند) استفاده می‌شود. این محصول بکار مصرف می‌باشد.

ت: افراد جانبی

با توجه به اینکه در هنگام استفاده از این ست، خون در محیط خارج بدن به گردش در می‌آید استفاده بی مورد، منجر به همولیز خونی و عوارض مرتبط با آن از جمله آزاد شدن پتاسیم در خون و بالا رفتن سطح پتاسیم خونی، وجود خون در ادرار، رسوب کلیوی های قرمز شکسته شده در تبویل های کلماوی و... می‌شود.

ث: اجزای تشکیل‌هاینده مخصوص

این محصول شامل: نیم ست وریدی، نیم ست وریدی و هموکانسنتریتور به اضمام کیسه‌ی تخلیه می‌باشد.

حجم مسیرهای خون: مسیر شریانی = ۲۵ میلی لیتر، مسیر وریدی = ۲۵ میلی لیتر
مشخصات هموکانسنتریتور مورد استفاده شده در این ست:

هموکانسنتریشن پالی اتو سولفان ۱۶۰ های فلاکس کد محصول: 4222350												نوع هموکانسنتریتور	
سطح (m²)	حجم پرکننده خون (ml)	کلیرنس (ml/min)											
		ایتونین		وینامن		فقط		کراتین		اوره			
1.6	89	$Q_B = 200$	$Q_B = 300$	$Q_B = 200$	$Q_B = 300$	$Q_B = 200$	$Q_B = 300$	$Q_B = 200$	$Q_B = 300$	$Q_B = 200$	$Q_B = 300$	1167	
		111	124	148	172	184	237	191	254	194	271	62	
هموکانسنتریشن پالی سولفان ۱۶۰ های فلاکس کد محصول: 4222350													
1.6	86	108	120	142	165	183	233	191	252	195	270	1145	
												55	
هموکانسنتریشن پالی سولفان ۱۶۰ های فلاکس													

Specification and performance data are estimated at $Q_B: 200/300 \text{ ml/min}$, $Q_D: 500 \text{ ml/min}$, $Q_r: 0 \text{ ml/min}$, $T: 37^\circ\text{C}$.

Performance data were measured in vitro according to standards BS EN ISO 8637-1 and BS EN ISO 8637-2

Typical values obtained with an individual batch of fiber, the clinical use may determine difference in results in relation to different ultrafiltration and measuring technique possible verification between batches of fibers.

UF measurement using Bovine/Human blood (Hct 32%, Protein 60 g/l)

The tolerance for clearance numbers is $\pm 10\%$

HF: High Flux

ج: موارد منع مصرف

استفاده از این ست در مواقع غیر ضروری و در بیمارانی که کمبود حجم (هیپوولمی) دارند، توصیه نمی‌گردد.

چ: قبل از استفاده

- اگر بسته بندی یا محصول آسیب دیده باشد استفاده نشود.
- قبل از مصرف، شیر تخلیه ی کیسه بسته شود.
- از ورود هوا و آبodگی در هنگام شستشو و پرایم جلوگیری شود.

Doc. Code	Rev. No.:	Date Of Issue	Page
F72300RD52	R08	00/01/23(12/Apr./2021)	1 of 2

- پس از انجام پرایم، بلافضلله ست مورد استفاده قرار گیرد.
- اندازه گیری و آگاهی داشتن از میزان هموگلوبین، هماتوکربت، قد، وزن و همچنین دمای بدن بیمار
- اطلاع داشتن از سرمها و داروهایی که در گردش خون برون پیکری استفاده می شوند.

ح: مدارها و کاتولاسیون

کاتولاسیون شریانی و وریدی توسط جراح متخصص انجام شده و توسط نخ های بخیه در محل خود فیکس می شود. کاتولاسیون جهت تامین خون وریدی گردش خون پیکری با قرار دادن دو کاتول دو روزه اجوف فوقانی و تحتانی یا یک کاتول دو مرحله ای در داخل دهیز انجام گرفته و کاتولاسیون شریانی معمولاً با قرار دادن یک کاتول مخصوص در داخل آنوت صعودی انجام می گیرد و سپس به مدارات اصلی گردش خون برون پیکری متصل می گردد.

خ: هندگام استفاده

- فشارهای دستگاه اکسیژناتور و فشارهای شریانی و وریدی بطور مداوم برسی گردد.
- کیسه های تخلیه چک شود.
- درج حarat بیمار کنترل شود.

د: پس از استفاده

هموکانسنتریتور (صافی) به همراه ست خونی مربوطه پس از استفاده به روش مناسب (مانند زباله های بیمارستانی و بر اساس مقررات پهداشت محیط) بلافضلله دور انداخته شود.


ذ: شرایط نگهداری

این ست باید بین دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود، از تماس مستقیم با نور آفتاب، تشuchsات شدید و رطوبت بالا جلوگیری شود.

ر: اتصالات

پورت های خون صافی هموکانسنتریتور مطابق با استاندارد BS EN ISO 8637-1 و BS EN ISO 8637-2 بوده و برای اتصال به پورت لوله های رابط هموکانسنتریتور از نوع Female Luer Lock مناسب می باشد.

نیم ست شریانی و وریدی از قسمت کانکتور قرمز و آبی به هموکانسنتریتور که وظیفه ای اکسیژناتور رسانی به خون در حال گردش خارج از بدن را دارد و به عنوان ریه ای مصنوعی عمل می کند، وصل می شوند. توجه شود که کانکتور آبی رنگ حتماً سمتی که کیسه های تخلیه بسته شده است متصل شود. پمپ اکسیژناتور در فشار $Q_B=200-300 \text{ ml/min}$ و $40-60 \text{ mmHg}$ تنظیم می شود. این وسیله به اکسیژناتور متصل و توسط غلطک های پمپ قلیب - رویی به گردش می آید.



ز: آدرس سازنده

نام توانوایندگان: صنایع پزشکی فارماد

کارخانه: ایران، شهرک صنعتی اشتهار، بلوار حافظ غربی، بوستان دوم، تلفکس: ۰۲۶-۳۷۷ ۷۷ ۶۲-۰۵

فتر مرکزی: تهران، خیابان سعادت آباد (بایین تر از میدان کاج، نیش خیابان میرزا) پلاک ۴۴، طبقه ۳، تلفکس: ۰۲۱-۲۲۰ ۷۳۱ ۰-۲۳


آدرس ایمیل: info@Pharmed.co | آدرس وب سایت: www.Pharmed.co

ه: علامت

نام تولیدکننده		در صورت آسیب دیدگی از مصرف خودداری شود		حداکثر فشار بین غشایی		به طرف بالا نگه داشته شود		قبل از استفاده به دستور العمل مراجعه شود	
با احتیاط حمل شود		دور از نور خروشیدن نگهداری شود		هشدارهای احتیاطها		با شیشه تیر باز نشود			
حداکثر ایارش		غیر تپ زا		استریل شده با گاز اتانول اکساید		در جای خشک نگه داری شود		محدوده دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد	

توجه: این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال حوادث ناشی از حمل و نقل، نگهداری و استفاده نامناسب از این محصول را ندارد.

Doc. Code	Rev. No.:	Date Of Issue	Page
F72300RD52	R08	00/01/23(12/Apr./2021)	2 of 2



A. Intended Use

During cardiac bypass surgery

B. Indication

This set is called Hemoconcentrator, Hemoconcentration or Ultrafiltration and is used in bypass surgery if needed. The main target in this product is removing extra liquid and blood diluting.

C. Application

During cardiac bypass surgery, Intended for removing of extra water (used previous for blood dilution during priming oxygenator and other products in heart surgery or patient suffering unwanted extra liquid in blood circulation). This product is single use.

D. Side Effects

According to blood circulation outside of body, un- necessary utilizing, may result in blood hemolysis and related effects (releasing potassium in blood, potassium level in blood, exiting blood in the urine, broken blood cell sediment in kidney tubules and ...)

E. Product Segments

This product contains: Arterial Set, Venous Set, Hemoconcentrator and Drain Bag

Volume of blood pathway: Arterial line= 25 ml; Venous line= 25 ml

The Hemoconcentrator specification is as followed:

Hemoconcentration (Polyethersulfone 160HF) Idnt. Code: 4222350														
Type of Hemoconcentrator	UF Coefficient (Ultrafiltration) (ml/mmHg.h)	KoA (ml/min)	Clearances (ml/min)										Blood priming Volume(ml)	Surface Area (m ²)
			Urea		Creatinine		Phosphate		Vitamin B ₁₂		Inulin			
Polyethersulfone 160 HF	62	1167	$Q_B = 200$	$Q_B = 300$	$Q_B = 200$	$Q_B = 300$	$Q_B = 200$	$Q_B = 300$	$Q_B = 200$	$Q_B = 300$	$Q_B = 200$	$Q_B = 300$	89	1.6
Hemoconcentration (Polysulfone 160 HF) Idnt. Code: 4222350														
Polysulfone 160 HF	55	1145	195	270	191	252	183	233	142	165	108	120	86	1.6

Specification and performance data are estimated at Q_B : 200/300 ml/min, Q_B : 500 ml/min, Q_F : 0 ml/min, T: 37°C.

Performance data were measured in vitro according to standards BS EN ISO 8637-1 and BS EN ISO 8637-2

Typical values obtained with an individual batch of fiber, the clinical use may determine difference in results in relation to different ultrafiltration and measuring technique possible verification between batches of fibers.

UF measurement using Bovine/Human blood (Hct 32%, Protein 60 g/l)

The tolerance for clearance numbers is $\pm 10\%$

HF: High Flux

F. Contra-indications

This product must not be used if not needed or in patients having Hypovolemia.

G. Before Using

- Don't use if the product or packing is damaged.
- close the discharge valve of drain bag before use
- Avoid air intake and contamination during rinsing and priming operation
- Use immediately after priming.
- Knowing hemoglobin, hematocrite, height, weight and patient's temperature is necessary.
- knowledge about the serums and drugs used for blood circulation outside of body.

Doc. Code	Rev. No.:	Date Of Issue	Page
F72300RD52	R08	00/01/23(12/Apr./2021)	1 of 2

H.Lines and Cannulation

Arterial and venous cannulation are performed by surgeon and are fixed with sutures in their places. Cannulation is used for blood supplement outside of body with placing two cannulas in upper and lower vertical vein or placing a single cannula in tow steps inside of corridor. Arterial Cannulation is done by placing a special cannulas inside of ascending aorta and then connected to outside of body lines.

I.During Usage

- Control oxygenator, arterial and venous pressure continuously
- Check drain bag
- Ensure patient temperature

J.After Usage

The hemoconcentrator (dialyzer) and set should be disposed in a safe manner as means as contaminated medical waste and according to any prevailing environmental regulations.


K.Storage

This Product should be stored between +5 to +35°C. Avoid sunlight, intense radiation and high humidity.

L.Connections

The blood ports of hemofilter comply with the requirements of BS EN ISO 8637-1 and BS EN ISO 8637-2 .They can connect to female luer lock connectors of blood line set.

Arterial and venous sets are connected to Hemoconcentrator filter through connectors (Red and Blue) and connected to oxygenator in the other side which supplies oxygen for bloods outside of body and acts as an artificial lung. It should be noted that the blue connector should be connected in the side with drain bag. Oxygenator has a pump and set out in pressure $Q_B=200-300$ ml/min and 40-60 mmHg. This object is connected to oxygenator and moves with heart pump.



M.Manufacture

Name: Pharmed Medical Industries
 Factory: 2nd Bustan, West Hafez Blvd, Eshtehard Industrial Zone, IRAN Telefax: +98(26) 3777 7620-5
 Office: fourth floor, No. 44, Saadat Abad Ave., 1998898638, Tehran, IRAN Telefax: +98(21) 2207 3102-3
 Email: Info@Pharmed.co Website:www.pharmed.co

N.Symbols

	Manufacturer		Do not use if package is damaged		Max TMP		The side up		Read the instructions before use
	Fragile, handle with care		Keep away from sunlight		Caution		Do not open with sharp object		Single use
	Max stuck		Non - pyrogenic		Sterilized with ETO		Keep dry		Keep at 5°C~35°C

Note: Pharmed Medical Industries is not responsible for any shipping accidents, bad storage and abnormal use.

Doc. Code	Rev. No.:	Date Of Issue	Page
F72300RD52	R08	00/01/23(12/Apr./2021)	2 of 2