

الف: حیطه کاربرد

رنایگ اس کارتریج پودر بیکربنات سدیم، رنیگ و رنایگ اس (کیسه پودر بیکربنات سدیم) جهت تهیه مایع همودیالیز با پایه بیکربناتی بکار برده میشود و همواره باید همراه با محلول اسیدی مناسب استفاده گردد.
طبقاً با دستورالعمل ماشین دیالیز، رناکارت و رنایگ فقط برای یک بار استفاده در همودیالیز کاربرد دارد.

ب: موارد اختیاری

۱. قابل از استفاده از محصول، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه گردد.
۲. کیسه و کارتریج را مدد بر نگهداری و از استفاده مجدد آنها خودداری کنید.
۳. مایع حاصل از پودر بیکربنات سدیم بالاگفته پس از خسیر شدن باید مصرف گردد و فقط برای یک جلسه دیالیز قابل استفاده باشد.
۴. استفاده از محصول روی ماشین دیالیز منحصر به افاده آموزش دیده در زمینه دیالیز و کسانی است که کاملاً با نحوه کاربری مطابق با راهنمای هر ماشین آشنا هستند.
۵. در صورت فقدان دربوث از آن استفاده نکنید.
۶. از استاندارد ایزو ۰۰۳۲۵۰-۲۳۵۰ برای رقیق کردن کیساتر و تولید مایع دیالیز استفاده شود.

پ: هشدارها

۱. در صورتی که کیسه و کارتریج آسیب دیده و یا مشکوک باشد از آن استفاده نکنید.
۲. این محصول تنها با محلول های همودیالیز اسیدی توصیه شده در دستورالعمل ماشین دیالیز قابل استفاده است.
۳. بدون داشتن دستورالعمل استفاده (طبقاً با دستورالعمل ماشین دیالیز) و اجرای تستهای مخصوص، دیالیز شروع نشود.
۴. از انجام تغیرات غیرمجاز روی کیسه و کارتریج بیکربنات سدیم با ماشین دیالیز که منجر به بروز عاقو جدی روی اگزرا درمانی همودیالیز و با منجر به عملکرد نامناسب وسیله میگردد، خودداری شود.
۵. محصولات پایا تحت نظرات پزشک و توسعه افراد آموزش دیده و دقیقاً مطابق دستورالعمل ارائه شده به محصول مورد استفاده قرار گیرد.
۶. باقی اینهاه محلول با پودر استفاده شده دور رخنه شود و از آن استفاده مجدد آن جدا خودداری گردد.
۷. شرکت صنایع پژوهشی فارمد در قیال پایمدهای ناشی از حمل و نقل، نگهداری، استفاده نامناسب و نیز استفاده این محصولات به همراه هر گونه تجهیزات نامنطبق مسئولیتی ندارد.
۸. کیسه و کارتریج پس از استفاده به روش اینمن دیالیز های بیمارستانی و بر اساس مقررات بهداشت محبوب معدوم گردند.

ت: توصیف

۱. رناکارت (کارتریج بیکربنات سدیم) از جنس پلی آمید/پلی اتیلن حاوی پودر بیکربنات سدیم خشک ۵۵۰ یا ۶۵۰ و ۷۵۰ گرمی است. رنیگ و رنایگ اس (کیسه بیکربنات سدیم) از جنس پلی آمید/پلی اتیلن حاوی پودر بیکربنات سدیم ۵۵۰ یا ۶۵۰ و ۷۵۰ گرمی است. پودر بیکربنات سدیم جهت تهیه مایع دیالیز با پایه بیکربناتی بکار برده می شود.
۲. زمانی که کیسه و کارتریج در جایگاه خود در ماشین دیالیز قرار گیرد، اب خالص از ماشین دیالیز به داخل محصول رانده شده و محلول بیکربنات سدیم اشیاع شده تولید می شود. ماشین دیالیز، محلول بیکربنات سدیم را با اب خالص و محلول اسیدی پودر بیکربناتی از این محصولات بهداشت محبوب میباشد.
۳. پودر و محلول بیکربنات سدیم هر دو مطابق با الزامات فارماکوپی اروپا و ایالات متحده امریکا میباشد.

ث: موارد منع مصرف و اثرات جانبی

- هیچگونه موارد منع مصرف پودر بیکربناتی وجود ندارد. رناکارت، رنیگ و رنایگ اس تنها با تجویز پزشک که ویژگیهای مربوط به محصول مرتبط با وضعیت هر بیمار را ارزیابی میکنند، استفاده می شود.

ج: واکنش های جانبی

برخی اثرات ناخواسته از قبیل: افت فشار خون، حالت تهوع، استفراغ و گرفتگی عضلات میتواند اتفاق بینند.

چ: اقدامات احتیاطی در زمان مصرف

۱. رنایگ، رنیگ اس و رناکارت برای تمام فرمولاهای اسیدی به نسبت ترکیب قید شده روی لیبل محلول همودیالیز مناسب هستند.
۲. نکته: رنایگ، رنیگ اس و رناکارت شامل ۵۵۰ یا ۶۵۰ و ۷۵۰ گرمی پودر بیکربنات سدیم است که برای اتحادی در ۸ لیتر آب خالص و برای پکار دیالیز به مدت حداقل ۴ تا ۵ ساعت با سرعت دیالیز ۵۰-۵۵ mEg/min و غلظت ۰-۵ mEq/l مصرف شود.
۳. محلول حاصل از پودر بیکربنات سدیم قطعه پودر بیکربنات سدیم کافی می باشد.
۴. ترکیب محلول نهانی همودیالیز چه مصرف پایا به دقت تکثیر گرد.
۵. پودر غیر تاب زای می باشد.
۶. عرضه ای از نگهداری در دمای ۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
۷. بخ زدگی محفاظت شود.

خ: دستورالعمل کلی استفاده: به دستورالعمل ماشین دیالیز مراجعه شود.

زنایگ اس کارتریج پودر بیکربنات سدیم

۱. ماشین را مطابق با دستورالعمل روشن کنید.
۲. دو ضامن نگهدارنده کارتریج را از کنید.
۳. اتصال زیرین کارتریج را داخل جایگاه ضامن پایینی قرار دهید.
۴. ضامن بالایی را فشرل داده و اتصال بالایی کارتریج را در جایگاه قرار دهید.
۵. برای اطمینان از قرار گرفتن کارتریج در جایگاه خود شناسه باشان ایامی را تا زمان شنیدن صدا فشار دهید، کارتریج را ۹۰ درجه بچرخانید تا از جریان ازاد مایع مطمئن شوید.
۶. رنایگ و رنیگ اس (کیسه پودر بیکربنات سدیم)

زنایگ و رنایگ اس (کیسه پودر بیکربنات سدیم)

۱. کاور را بردازید.
۲. محل اتصال کیسه را به صورت عمودی به سمت ماشین نگهدارید.
۳. محل اتصال کیسه بیکربنات را در جایگاه مناسب ایامی قرار دهید.
۴. فشار را تا زمان شنیدن صدای کیسه بیکربنات داخل ماشین است ادامه دهید.

Doc. Code	Rev. No.:	Date Of Issue	Page
F72300RD04	R12	99/12/18(08/Mar./2021)	1 of 2

۵. ماشین به صورت خودکار کیسه بیکربنات را شناسایی و شروع به انحلال پودر بیکربنات سدیم در حد نیاز می کند.
۶. رنابگ و رنابگ ۵ برای یک جلسه همودیالیز کافی می باشد.

د: دستورالعمل کلی بعد از صرف: بعد از جدا کردن بیمار مراحل زیر اجرا شود:
رناكارت (كارتريج پودر بيكربنات سديم)

۱. در صورتی که بروانه کنترلی ماشین دارای روشنی برای جدا کردن کارتریج است ابتدا این برنامه اجرا شود و سپس کارتریج از محفظه جدا گردد، در غیر اینصورت از مراحل زیر پیروی کنید.
۲. ضمن بالایی را بلند کنید.

۳. انگشت خود را روی انصال باز بالای کارتریج قرار داده و همزمان کارتریج را بیرون پکشید و در صورت امکان آن را بچرخانید، در این زمان شما می توانید کارتریج را بردازید.
۴. جاگاه کارتریج را تمیز کرده و هر دو شامان را بینند.

۵. از راهنمایی های موجود در دستورالعمل ماشین بیرون نمایید.
رنابگ و رنابگ اس (کیسه پودر بیکربنات سدیم)

۱. در رنابگ پس از انعام دیالیز، بازالت کارای ماشین را به سمت پاشار فشار دهد و در رنابگ اس پس از انعام دیالیز، درب نشیمنگاه محصول را بلند کنید.
۲. قبل از جدا کردن کیسه از ماشین، محلول آفی ماده در کیسه را به کمک فشار دادن دکمه کنترل ماشین دیالیز (Empty Bag) خالی نمایید.

ذ: نام عمومی مواد اولیه

NaHCO3	Sodium Bicarbonate	سدیم بیکربنات
PE	Polyethylene	پلی اتیلن
PP	Polypropylene	پلی پروپیلن
PA/PE	Polyamide/Polyethylene	پلی آمید/پلی اتیلن



ه: آدرس سازنده

نام توبونگندت: صنایع پژوهشی فارمد

کارخانه: ایران، شهرک صنعتی اشتهرآور، بلوار حافظ غربی، بوستان دوم، تلفکس: ۰۲۶ ۳۷۷ ۷۷ ۶۲۰۵-۵،
دفتر مرکزی: تهران، خیابان سعادت آباد (بابیون تر از میدان کاچ، بخش خیابان میرزاوش)، پلاک ۴۴، طبقه ۴، تلفکس: ۰۲۱ ۲۲۰ ۷۳۱ ۰۲-۳، کد پستی: ۱۹۹۸۸۹۸۶۳۸؛
شماره خدمات مشتری: ۰۹۱۲۳۴۶۸۴۹؛ آدرس وب سایت: www.Pharmed.co info@Pharmed.co

ز: آدرس نماینده اروپا



NephroCan

NephroCan S.r.l. VIA SAVOIA 78, 00198 ROMA, ITALY
+39 0685 2371 تلفن: +39 06853 50187 فکس: www.NephroCan.com/EU-Rep وبسایت:

ز: اثواب ماشین های دیالیز

رنابگ در ماشین های فرزینوس مدل 4008 B classic که برای استفاده از دیالیز بیکربنات طراحی شده است کاربرد ندارد.
رنابگ اس در ماشین های فرزینوس مدل 5008 S classic، 5008 که برای استفاده از دیالیز بیکربنات طراحی شده است کاربرد ندارد.
رناكارت در ماشین های فرزینوس مدل 4008 B classic که برای استفاده از دیالیز بیکربنات طراحی شده است، مورد استفاده قرار نمیگیرد.

Dialysis Machine Type	Nipro	Bellco			Hospital		Gambro			B-Braun	
Model	Nipro Sordial 55 Plus	Bellco formula 2000	Bellco formula Therapy	Bellco formula Plus	Hospital Integra	Hospital Montral	AK 95	AK 200	AK 96	B-Braun Dialog	B-Braun Dialog+

Doc. Code	Rev. No.:	Date Of Issue	Page
F72300RD04	R12	99/12/18(08/Mar./2021)	2 of 2

A. Intended Use

RenaCart (Sodium Bicarbonate Powder Cartridge), RenaBag and RenaBag S (Sodium Bicarbonate Powder Bag) apply for preparation of bicarbonate-based hemodialysis solution. Bicarbonate container must always be used together with a suitable acid concentrate as required by the operator's manual of the corresponding dialysis machine. Also RenaCart, RenaBag & RenaBag S are intended to be used during on-line Hemodiafiltration.

B. Cautions

1. The information in this manual must be read carefully and understood before using the product.
2. **Do not** refill the Cartridge and Bag of Sodium Bicarbonate and **Do not** reuse them.
3. The concentrate in RenaCart, RenaBag and RenaBag S must be used only for a dialysis session.
4. The operation of specially adopted dialysis machine is restricted to persons who are trained on dialysis and who are completely familiar with the operating instructions stated in the operational manual of the corresponding dialysis machine.
5. Do not use if the cap is missed or opened.
6. ISO-quality water meeting the requirements of ISO 23500-3 shall be used to dilute the concentrate to make dialysis fluid

C. Warning

1. **Do Not** use RenaCart, RenaBag and RenaBag S if any damage is found or suspected.
2. **Do Not** use any concentrated hemodialysis solutions other than acid except hemodialysis solutions as required by the operator's manual of the corresponding dialysis machine.
3. **Do Not** initiate dialysis without having followed the instructions the operator's manual of the corresponding dialysis machine regarding any recommended tests to verify the proper composition of the dialysis fluid.
4. **Do Not** perform any unauthorized modifications or alterations to Sodium Bicarbonate Powder Cartridge and Bag or to the dialysis machine as this may results in a malfunction or have the other serious consequences on the safe operation of the dialysis treatment.
5. The products shall be used only by trained nurses (personnel) and/or doctors who are totally familiar with procedure and exactly according to the brochure.
6. **Discard unused solution and residual of powder. Don't re-use the products.**
7. Pharmed Medical Industries will not be responsible for bad storage, bad transportation, abnormal use and use of the product with any incompatible device.
8. The bag and cartridge must be disposed in a safe manner as means as contaminated medical waste and according to any prevailing environmental regulations

D. Description

1. The Bicarbonate cartridge (RenaCart) is made polypropylene (PP) and contain 550g or 650g or 750g Sodium Bicarbonate. The Bicarbonate Bag (RenaBag and RenaBag S) is made Polyamide/Polyethylene (PA/PE) and contain 550g or 650g or 750g Sodium Bicarbonate. This Sodium Bicarbonate powder enables on-line preparation of liquid sodium bicarbonate solution used in a bicarbonate-based dialysis fluid.

2. When the cartridge or bag is placed on the special holder, Purified water conduct by the dialysis machine through the product, producing a saturated solution of sodium bicarbonate. The dialysis machine mixes the sodium bicarbonate solution with Purified water and the acid concentrate to produce a bicarbonate-based dialysis fluid.

3. Both the powder and liquid solution, obtained from Sodium Bicarbonate Cartridges or Bags, meet the demands of the European and US pharmacopoeias.

E. Contraindications and side effects

There are no absolute contra-indications for bicarbonate dialysis. Sodium Bicarbonate Cartridge or Bag must be used only on the directions of a physician who has evaluated all the pertinent features of the product in relation to individual patient.

F. Adverse reactions:

Some undesirable effects related to dialysis can occur, for instance hypotension, nausea, vomiting and cramps.

G. Precautions for use:

1. RenaCart, RenaBag and RenaBag S (Sodium Bicarbonate powder cartridge and bag) which are suitable for all acidic formulae as per the ration stated on the label of container of concentrated Hemodialysis solution.

Attention: RenaCart, RenaBag & RenaBag S contains 550g or 650g or 750g of Sodium Bicarbonate powder which is suitable to dissolve in 8 liters of Purified water and sufficient for one dialysis treatment of 4 to 5h. At a dialysate flow rate of 500ml/min and Sodium bicarbonate concentration of 35 mEq/l.

2. Acid and basic bicarbonate hemodialysis concentrates should only be diluted for short time before use.

3. The composition of the ready-to-use hemodialysis solution must be closely monitored.

4. Use just only for a dialysis session. The Bicarbonate solution is highly susceptible to microbial contamination so discard any unused solution.

5. Powder is non-pyrogenic.

6. Storage: between +5°C and +30°C

7. Protect frost.

H. General instructions for use

See operator's manual of instructions for the corresponding hemodialysis machine.

I. Specific Instructions for installation

RenaCart (Sodium Bicarbonate Powder Cartridge)

1. Switch on the machine as described in corresponding operator's manual.
2. Open the two latches of the cartridge holder
3. Insert the lower cartridge connection into the hole of the lower latch.
4. Press down the upper latch and insert the upper cartridge connection into the hole of the upper latch.
5. Press down the upper latch until you hear a noise indicating that the cartridge is locked in place. Turn the cartridge 90° to ensure the free flow of the liquid.
6. Follow the other instructions in the directions for use of the corresponding haemodialysis machine.

RenaBag and RenaBag S (Sodium Bicarbonate Powder Bag)

1. Remove the cover.
2. Hold vertically with port applied toward the machine.
3. Insert the connector of the bicarbonate bag to its appropriate nozzle of the dialysis machine.
4. Press forward till, click that means complete fixation of the bag to the machine.

Doc. Code	Rev. No.:	Date Of Issue	Page
F72300RD04	R12	99/12/18(08/Mar./2021)	1 of 2

5. The machine will automatically detect the bicarbonate bag and will start dissolving the Sodium Bicarbonate powder to form the bicarbonate solution needed. The bag is sufficient for one hemodialysis session.

J. General instructions to disconnect: After disconnecting the patient, proceed as follows:

RenaCart (Sodium Bicarbonate Powder Cartridge)

1. If the control program of the machine includes the cartridge discharge procedure before the cartridge is removed from the holder after dialysis, perform this procedure first and then remove the cartridge from its holder. Otherwise, proceed as per the following points.

2. Lift the upper latch.

3. Place a finger on the upper cartridge opening, at the same time lift the cartridge out and twist it if appropriate. You can now remove the cartridge.

4. Clean the cartridge holder and close both latches.

5. Proceed further in accordance with the instructions of the directions for use of the corresponding hemodialysis machine.

RenaBag and RenaBag S (Sodium Bicarbonate Powder Bag)

1. After finishing the hemodialysis session, press on the bottom beside the nozzle of bicarbonate bag in the machine for RenaBag, and for RenaBag S remove the cover of seat location of RenaBag S.

2. Emptying the bag from the remaining solution by pressing on the control panel of the software of hemodialysis machine (Empty bag) to remove all the residual solution in the bag before disconnecting the bag from the machine.

3. Remove the Bag.

K: Generic name of the raw material

NaHCO ₃	Sodium Bicarbonate
PE	Polyethylene
PP	Polypropylene
PA/PE	Polyamide/Polyethylene

L. Manufacture

Name: Pharmed Medical Industries



2195

Factory: 2nd Bustan, West Hafez Blvd, Eshtehard Industrial Zone, IRAN

Office: fourth floor, No. 44, Saadat Abad Ave., 1998898638, Tehran, IRAN

Email: Info@Pharmed.co

Telefax: +98 (26)377 77 620-5

Telefax: +98 (21) 220 73 102-3

Post market service: +989123346849

M. European Representative



Name: NephroCan S.r.l.

Address: NephroCan S.r.l. VIA SAVOIA 78, 00198 ROMA, ITALY

NephroCan

Tel: +39 0685 2371 Fax: +39 06853 50187

www.NephroCan.com/EU-Rep

N. Symbols

	مشدراها و محدوده ایمنی Caution		نماینده اروپایی Authorized representative in European Community		تولیدکننده Manufacturer		علفlets سدیم ابی کربنات بر اساس استاندارد BS EN ISO 23500-4
	نگهداری در محدوده ۵-۳۰°C Keep at 5°C - 30°C		دور از نور خروشیدنگرای شود Keep away from sunlight		در جای خشک نگهداری شود Keep dry		پلی‌پروپیلن Polypropylene
	با شمشیر باز نشود Do not open with sharp object		قبل از استفاده به دستورالعمل مراعت شود Read the instructions before use		چنانچه سطه سیمی اسپیس بندی از معرف خودداری کند Do not use if package is damaged		غیراستریل Non sterile
	غیر تپه زا Non-pyrogenic		با حساسیات حساس شود Fragile, handle with care		یکبار مصرف Single use		پلاستیک های دیگر Other plastic
	حداکثر ایام اشتراک Max stuck		به طرف بالا که ایام اشتراک شود The side up		متâلجه با ارائه ایام اشتراک Conform with relevant EU directive		روی کارتن با نگذارد Do not stop

O. Type of hemodialysis machine:

RenaBag shall be used with Fresenius hemodialysis machine 4008 B designed for acid concentrates Hemodialysis solution (Bicarbonate dialysis)

RenaBag S shall be used with Fresenius dialysis machine 5008, 4008 S and designed for acid concentrates Hemodialysis solution.

RenaCart is compatible with the herein Hemodialysis machines designed for acid concentrates Hemodialysis solution:

Dialysis Machine Type	Nipro	Bellco			Hospital		Gambro			B-Braun	
Model	Nipro Sordial 55 Plus	Bellco formula 2000	Bellco formula Therapy	Bellco formula Plus	Hospital Integra	Hospital Montral	AK 95	AK 200	AK 96	B-Braun Dialog	B-Braun Dialog+

P: Product code:

Product	RenaBag 650g	RenaBag S 650g	RenaCart 650g	RenaBag 550g	RenaBag S 550g	RenaCart 550g
Product Code	4315210	4315220	4315310	4315205	4315215	4315305
Product	RenaBag 750g	RenaBag S 750g	RenaCart 750g			
Product Code	4315230	4315240	4315315			

Doc. Code	Rev. No.:	Date Of Issue	Page
F72300RD04	R12	99/12/18(08/Mar./2021)	2 of 2