

الف: حیطه کاربرد

۱- محلول همودیالیز اسیدی (کنسانتره) (A)
 محلول همودیالیز اسیدی (A) (این دیالیز که با غلظت های فریبیوزیکی با الاتر بیکربنات B به عنوان بافر ترکب می شود) برای دیالیز خارج بدن با ترکب با کنسانتره B (۶۰٪ NaHCO₃) در یک رقت مشخص شده با ترکب با طرف بیکربنات (تیاکر)، زنگ یا زنگ اس) جهت پاکسازی مواد زائد (از قبیل اور، کراتینین، فسفات و سایر سموم اوروسک) از خون توسط تبادل اتمام از طریق فرآیند انتشار از غشای نیمه تراوا (غشای هالوفاپر) یکار می شود که مانع توامند HD استفاده می کند و برای فیلتراسیون آنلاین کاربرد دارد و برای ۴-۶ ساعت دیالیز کافی می باشد (به دستورالعمل کاربری ماشین دیالیز مراجعه شود).

۲- محلول همودیالیز استانی، بدون محلول بافر
 محلول همودیالیز استانی (این دیالیز بدون بیکربنات که از استانی به عنوان بافر استفاده می کند در یک رقت مشخص برای دیالیز خارج بدن استفاده می شود) جهت پاکسازی مواد زائد (مواد سمعی از قبیل اور، کراتینین، فسفات و سایر سموم اوروسک) از خون یکار می شود که توسط تبادل اتمام از طریق فرآیند انتشار از غشای نیمه تراوا (غشای هالوفاپر) صورت می گیرد و شامل روش آنلاین است که از یک مانیتور توامند HD استفاده می کند و برای فیلتراسیون آنلاین کاربرد دارد و برای ۴-۶ ساعت دیالیز کافی میباشد (به دستورالعمل کاربری ماشین دیالیز مراجعه شود).

ب: ماده کاربرد

۱- محلول همودیالیز اسیدی (کنسانتره) (A)

با بیکربنات B مخلوط میشود و برای دیالیز بیمارانی که از نارسایی حاد و مزمم کلیوی رنج میبینند و نیز در موارد بالا بودن حجم مایعات بدن، سمومیت و در اصلاح متابولیسم اسید/ باز و میزان الکترولیتها استفاده میشود.

نام محلول های همودیالیز اسیدی کد مخصوص:	انواع محلول های همودیالیز اسیدی (mmol/l)	غلظت الکترولیت پتانسیم در محلول
۱ کد مخصوص: 4316205:	محلول همودیالیز اسیدی I	
۲ کد مخصوص: 4316210:	محلول همودیالیز اسیدی II	
۳ کد مخصوص: 4316215:	محلول همودیالیز اسیدی III	

۲- محلول همودیالیز استانی، بدون محلول بافر

دیالیز برای بیمارانی که از نارسایی حاد و مزمم کلیوی رنج می بینند و نیز در موارد بالا بودن حجم مایعات بدن، سمومیت و در اصلاح متابولیسم اسید/ باز و میزان الکترولیتها استفاده می شود.

ب: ارات احیانی

استفاده از محلول های همودیالیز (محلول های اسیدی و استانی) ممکن است منجر به بروز عالائم از قبیل هیپوتونی، حالت تهوع، استفراغ و اسیاسم شود.

ت: موارد منع مصرف

استفاده از محلول های همودیالیز (محلول های اسیدی و استانی) ممکن است منجر به بروز عالائم از قبیل نیز شود:

۱- محلول همودیالیز اسیدی ۱ ای ای هیپوکلمی که مربوط به کنسانتره های عاری از پتامیس و اختلالات اعقادی غیرقابل کنترل است استفاده نشود.

۲- محلول همودیالیز اسیدی ۳ ای ای هایپرکالمی که مربوط به کنسانتره های حاوی پتامیس است استفاده نشود.

۳- برای بیماران با دینانیک خونی نایابدار از یک روش جایگزین درمانی استفاده گردد.

ث: اختیار

۱- از محلول همودیالیز (محلول اسیدی با بیکربنات و استانی) باید بلا افاضله قابل از مصرف با آب خالص مناسب ترکیب شود. یاقینانده محلول پس از مصرف دور ریخته شود.

۲- همیشه غلظت محلول آماده برای مصرف را چک کنید. تنها از محلولهای شفاف استفاده کنید.

۳- در صورت اسیب دیدگی ظرف از محلول استفاده نکنید.

۴- محلول غیر بترا و غیر استریل می باشد.

۵- دور از نور و دمای مستقر از ۲۰° درجه سانتی گراد نگهداری و از بیخ دمای محافظت گردد.

۶- عنیوب با انصال همودیالیز (محلول را برای محلول اسیدی و تیوب با انصال آبی را برای محلول استانی استفاده کنید.

۷- در مورد وققه های در راه (جلسات همودیالیز متعدد) اطمینان حاصل کنید که ظرف محلول همودیالیز به خوبی پوشش داده شده است، و آن را تمیز و دور از منابع اولدگی نگهداری کنید.

۸- برای عملکرد مخصوص به غلظت های ذکر شده بر روی لیبل محلول مراجعة شود.

۹- با تجویز پزشک مصرف گردد.

ج: آدرس سازنده

نام تولیدنده: صنایع پژوهشی فارماد

کارخانه: ایران، شهرک صنعتی اشت歇نر، بلوار حافظ غربی، بوستان دوم، تلفکس: ۰۲۶ ۳۷۷ ۷۷ ۶۲۰-۵، تلفکس: ۰۲۱ ۲۲۰ ۷۳۱ ۰۲-۳، کدپستی: ۱۹۹۸۸۹۸۶۳۸؛

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سعادت آباد (بایین تراز میدان کاج، بنیش خیابان میرزا کیمی، پلاک ۴، تلفکس: ۰۲۱ ۲۲۰ ۷۳۱ ۰۲-۳، کدپستی: ۱۹۹۸۸۹۸۶۳۸؛

آدرس اینترنتی: www.Pharmed.co | آدرس وب سایت: info@Pharmed.co |

ج: علامت

غیراستریل		تولیدکننده		حداکثر اینبارش		پلی اتیلن سنگین		قبل از استفاده به دستورالعمل مراجعة شود
روی کارتون با نگذارید				با احتیاط حمل شود		به طرف بالا نگه داشته شود		درجی خشک نگه داری شود

A.Intended Use

1.Acidic formulae; A-Concentrate

Concentrated Hemodialysis solution Acidic Formula A-concentrate[dialyzing fluid will be mixed with physiological or higher concentrations of bicarbonate B-concentrate as buffer] For extracorporeal bicarbonate dialysis A-concentrate only in combination with B-concentrate(NaHCO₃ 4.8% or 6.6%) in the given dilution or with a Bicarbonate container(RenaCart, RenaBag or Renabag S); is intended for removing undesirable substances(toxic substance such as Urea, Creatinine, phosphate, and other uremic toxins) out of the blood by exchange of solutes through a diffusion process, and separated from blood by a semi-permeable dialysis membrane(hollow fiber membrane) and including online procedures only in combination with HD monitor capable and intended for online filtration sufficient for dialysis treatment duration of 4-6 hours (see relevant dialysis machine operators manual)..

2.Acetate formulae; without buffering solution

Concentrated Hemodialysis solution Acetate Formula [dialyzing fluid without bicarbonate, using acetate as a buffer] For extracorporeal bicarbonate dialysis use Acetate formulae only without buffering solution in the given dilution is intended for removing undesirable substances(toxic substance such as Urea, Creatinine, phosphate, and other uremic toxins) out of the blood by exchange of solutes through a diffusion process, and separated from blood by a semi-permeable dialysis membrane(hollow fiber membrane) and including online procedures only in combination with HD monitor capable and intended for online filtration sufficient for dialysis treatment duration of 4-6 hours(see relevant dialysis machine operators manual).

B.Indication

1.Acidic formulae; A-Concentrate

When mixed with B-Concentrate, it is intended to be used for dialysis patients who are suffering from Acute and chronic renal failure, hyperhydration, and intoxication, correction of acid/base metabolism, and electrolyte status.

Acidic Hemodialysis Concentrate	Potassium Electrolyte Concentration (mmol/l)
Acidic Hemodialysis Concentrate I Idnt.Code: 4316205	1
Acidic Hemodialysis Concentrate II Idnt.Code: 4316210	2
Acidic Hemodialysis Concentrate III Idnt.Code: 4316215	3

2.Acetate formulae; without buffering solution

When mixed with B-Concentrate, it is intended to be used for dialysis patients who are suffering from Acute and chronic renal failure, hyperhydration, and intoxication, correction of acid/base metabolism, and electrolyte status.

C.Side Effects

Use of Concentrated Hemodialysis Solutions (both formulae; Acidic and Acetate) may lead to some contraindications these are as follows: Hypotonia, nausea, vomiting and spasms have been reported.

D.Contra-indications

Use of concentrated Hemodialysis solutions (both formulae; Acidic and Acetate) may lead to some contraindications these are as followed:

1. Acidic Hemodialysis Concentrate I don't use Hypokalemia (applicable for potassium-free concentrate), and unmanageable coagulation disorders.
2. Acidic Hemodialysis Concentrate III don't use Hyperkalemia (applicable for potassium containing concentrates).
3. For patients with haemodynamic instability, an alternative method of extracorporeal treatment may be indicated.

E.Caution

1. Both formulae of concentrated Hemodialysis Solutions(A-concentrate with B-concentrate, and Acetate) must be diluted with Purified water immediately before use in accordance with the relevant national requirement. Discard residues.
2. Always check the concentration of the ready to use dialysis solution. Use only clear solution.
3. Do not use from damaged containers.
4. Concentrates are Non-Sterile and non-pyrogenic.
5. Keep out of light, Freezing and keep under 30° C.
6. Connect Red connection tube with A-Concentrate, and Blue connection tube with B-concentrate.
7. In case of treatment interruptions (Multiple Hemodialysis sessions); make sure that the container of the concentrated Hemodialysis solution is covered well, and keep it clean and away from any source of contamination.
8. For product performance; refer to the concentration of Hemodialysis solution mentioned on the product label.
9. To be used only by prescription.

F.Manufacture

■ Name: Pharmed Medical Industries

Factory: 2nd Bustan, West Hafez Blvd, Eshtehard Industrial Zone, IRAN Telefax: +98(26) 3777 7620-5

Office: fourth floor, No. 44, Saadat Abad Ave., 1998898638, Tehran, IRAN Telefax: +98(21) 2207 3102-3

Email: Info@Pharmed.co Website:www.pharmed.co

G. Symbols

	Non sterile		Manufacturer		Max stuck		High-Density Polyethylene		Read the instructions before use
	Do not step		Fragile, handle with care		The side up		Keep dry		

Doc. Code	Rev. No.:	Date Of Issue	Page
F72300RD09	R03	99/02/24(13/May/2020)	2 of 2